

NEW

新製品速報

バイオ よろろず 箱ぼこ

意匠出願中



あらゆるメニューで万能容器

※バイオマス素材の配合率は約3%です。

第1

手軽に使える万能容器

おつまみ系メニューに最適

鮮魚惣菜に



バイオ よろず箱 300B(30)

サイズ: 180×108×30
フ タ: バイオ よろず箱 300-TCN
(アジの南蛮漬け 約220g)

精肉惣菜に



バイオ よろず箱 300B(30)

サイズ: 180×108×30
フ タ: バイオ よろず箱 300-TCN
(砂肝焼きレモン&ペッパー 約180g)

冷惣菜に



バイオ よろず箱 260B(38)

サイズ: 150×108×38
フ タ: バイオ よろず箱 260-TCN
(ナスとオクラのお浸し 約210g)

日配に



バイオ よろず箱 280B(38)

サイズ: 166×108×38
フ タ: バイオ よろず箱 280-TCN
(カクテキきゅうり 約260g)

その他メニューも万能に対応

鮮魚に
(漬け魚)



バイオ よろず箱 360B(38)

サイズ: 195×108×38
フ タ: バイオ よろず箱 360-TCN
(鮭の西京漬け 約220g)

精肉に
(味付け肉)



バイオ よろず箱 360B(38)

サイズ: 195×108×38
フ タ: バイオ よろず箱 360-TCN
(牛味付ブルコギ焼肉用 約320g)

青果に
(ドライフルーツ)



バイオ よろず箱 210B(38)

サイズ: 118×98×38
フ タ: バイオ よろず箱 210-TCN
(ドライフルーツミックス 約120g)

惣菜に
(練りサラダ)



バイオ よろず箱 230B(30)

サイズ: 130×108×30
フ タ: バイオ よろず箱 230-TCN
(ポテトサラダ 約170g)

第2 安心の内外嵌合で液漏れしにくい!

持ち運びしても
液漏れしにくい!!

さらに深型2種で
液物・大きな具材に

30
38



液体の多い メニューにおすすめ

アジの南蛮漬け たこわさび たれ付き肉

具材が大きい メニューにおすすめ

鮭の西京漬け たことブロッコリーサラダ ホタテのポイル
レモンペッパー



第3 収納しやすい効率化容器!

物流 クレート効率

作業者 パイレッシュ効率

ほぼ同容量の容器で比較

ほぼ同容量の容器で比較



標準クレートII型深型(有効内寸:490×400×126)

コンパクトで積載効率アップ!!

売場 縦陳列の売場陳列効率

生活者 冷蔵庫の収納効率

ほぼ同容量の容器で比較



350ml缶の棚の高さの場合
・容器深さ 30mm=4段
・容器深さ 38mm=3段
※350ml缶=122mm


500ml缶の棚の高さの場合
・容器深さ 30mm=5段
・容器深さ 38mm=4段
※500ml缶=166mm

冷蔵庫の棚にジャストサイズ!!

形状見本


蓋

210




118

230




130

260



150

280




166


バイオよろず箱 210B バイオよろず箱 230B バイオよろず箱 260B バイオよろず箱 280B

本体


30mm




30



30



30



30

38mm



38



38




38



38


蓋

300



180

360




195


バイオよろず箱 300B バイオよろず箱 360B

本体

30mm



30



30

38mm



38



38



品名	サイズ	材質	容量	首下容量	袋入数	ケース入数	カラー		備考
							クリアー	クリアー防曇	
バイオよろず箱 210B (30)	118×98×30	バイオPET	180	140	50	2,000	FCON060		
バイオよろず箱 210B (38)	118×98×38	バイオPET	240	200	50	2,000	FCON065		
バイオよろず箱 210-TCN	118×98×10	バイオPET			50	2,000		FCON071	内外嵌合蓋
バイオよろず箱 230B (30)	130×108×30	バイオPET	240	180	50	1,600	FCON090		
バイオよろず箱 230B (38)	130×108×38	バイオPET	310	250	50	1,600	FCON095		
バイオよろず箱 230-TCN	130×108×10	バイオPET			50	1,600		FCON101	内外嵌合蓋
バイオよろず箱 260B (30)	150×108×30	バイオPET	290	220	50	1,600	FCON150		
バイオよろず箱 260B (38)	150×108×38	バイオPET	370	300	50	1,600	FCON160		
バイオよろず箱 260-TCN	150×108×10	バイオPET			50	1,600		FCON171	内外嵌合蓋
バイオよろず箱 280B (30)	166×108×30	バイオPET	320	240	50	1,200	FCON210		
バイオよろず箱 280B (38)	166×108×38	バイオPET	410	330	50	1,200	FCON220		
バイオよろず箱 280-TCN	166×108×10	バイオPET			50	1,200		FCON231	内外嵌合蓋
バイオよろず箱 300B (30)	180×108×30	バイオPET	350	260	50	1,200	FCON270		
バイオよろず箱 300B (38)	180×108×38	バイオPET	450	360	50	1,200	FCON280		
バイオよろず箱 300-TCN	180×108×10	バイオPET			50	1,200		FCON291	内外嵌合蓋
バイオよろず箱 360B (30)	195×108×30	バイオPET	390	290	50	800	FCON510		
バイオよろず箱 360B (38)	195×108×38	バイオPET	500	400	50	800	FCON520		
バイオよろず箱 360-TCN	195×108×10	バイオPET			50	800		FCON531	内外嵌合蓋

<http://www.risupack.co.jp>

リスパック株式会社

営業本部

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
TEL(0568)67-5513(代) FAX(0568)67-7721

札幌営業所 TEL(011)864-8394(代)
仙台支店 TEL(022)223-3113(代)
東京支店 TEL(03)6702-0190(代)
大宮営業部 TEL(048)650-3786(代)

西東京営業部 TEL(042)724-1580(代)
名古屋支店 TEL(052)732-1411(代)
金沢営業所 TEL(076)237-5480(代)
静岡営業所 TEL(054)205-3231(代)

大阪支店 TEL(06)6445-7722(代)
中四国支店 TEL(086)212-1611(代)
福岡支店 TEL(092)431-8032(代)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する場合があります。 0002402①SN