

**NEW**

新製品速報

バイオ

# ホットリデュース



特許登録済

意匠出願中

業界初バイオOPS採用で本体も蓋も丸ごとバイオ!

本体・蓋がバイオ素材で  
石油資源の節約と  
CO<sub>2</sub>排出量低減が可能



バイオマス  
使用部位: 容器本体  
No.190273



本体



蓋

バイオOPSのバイオマス素材の配合率は約3%です。



バイオ ホットリデュース 255 B  
K-とう緑

サイズ: 148×108×17  
フタ: バイオ ホットリデュース 255-OC  
(高野豆腐入り五目煮 約130g)



バイオ ホットリデュース 330 B  
K-ふく黄

サイズ: 180×126×17  
フタ: バイオ ホットリデュース 330-OC  
(肉じゃが 約220g)

冷惣菜で好評のバイオリデュースに  
待望の耐熱タイプ登場!!

※バイオマス度10%以外へのバイオマス素材の配合率は約3%です。

POINT

## 5mmの違いで見映えを変えず量目調整


冷惣菜  
バイオ  
リデュースを  
継承

## ▶ バイオ ホットリデュース ラインアップ

| 200                                                                               | 230                                                                               | 255                                                                               | 260                                                                               | 275                                                                               | 280                                                                               | 295                                                                               | 300                                                                                 | 325                                                                                 | 330                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホットリデュース 200-OC                                                                   | ホットリデュース 230-OC                                                                   | ホットリデュース 255-OC                                                                   | ホットリデュース 260-OC                                                                   | ホットリデュース 275-OC                                                                   | ホットリデュース 280-OC                                                                   | ホットリデュース 295-OC                                                                   | ホットリデュース 300-OC                                                                     | ホットリデュース 325-OC                                                                     | ホットリデュース 330-OC                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホットリデュース 200-B                                                                    | ホットリデュース 230-B                                                                    | ホットリデュース 255-B                                                                    | ホットリデュース 260-B                                                                    | ホットリデュース 275-B                                                                    | ホットリデュース 280-B                                                                    | ホットリデュース 295-B                                                                    | ホットリデュース 300-B                                                                      | ホットリデュース 325-B                                                                      | ホットリデュース 330-B                                                                      |



冷惣菜タイプ バイオ リデュースは5mmサイズが大好評!



※グラフは本体+蓋の出荷枚数になります。

5mm開きが良い!  
見栄えそのまま  
内容量を減らせた5mm変えるだけで  
詰まり感ある  
見栄えに変わった冷惣菜 バイオリデュースの  
隙間(5mm)  
サイズの  
採用率


約7割

POINT

ロボットにも優しい機能で  
アウトパックでも安心冷惣菜  
バイオ  
リデュースを  
継承

## ブロッキング抑制機能

従来品

底面部にブロッキング  
抑制リブを追加※ブロッキング  
スタック中に容器が重なること

## 自動供給機対応

従来品



## 自動ラベル機対応

従来品

作業者に  
やさしい

ワンタッチで嵌められる軽い嵌合蓋!



POINT

## 本体も蓋もオールバイオ

冷惣菜  
バイオ  
リデュースを  
継承

プラ使用量

約20%削減

※従来品と比較



# 具材がゴロゴロと大きいものから きんぴらなど細かい食材の メニューまで

K-黒

カボチャ煮に



バイオ ホットリデュ 330 B K-黒

サイズ: 180×126×17

フ タ: バイオ ホットリデュ 330-OC

〈カボチャ煮 約220g〉

K-とう緑

高野豆腐入り  
五目煮に



バイオ ホットリデュ 255 B K-とう緑

サイズ: 146×108×17

フ タ: バイオ ホットリデュ 255-OC

〈高野豆腐入り五目煮 約130g〉

K-ふく黄

肉じゃがに



バイオ ホットリデュ 330 B K-ふく黄

サイズ: 180×126×17

フ タ: バイオ ホットリデュ 330-OC

〈肉じゃが 約220g〉

K-さな青

ほうれん草の  
胡麻和えに



バイオ ホットリデュ 255 B  
K-さな青

サイズ: 146×108×17

フ タ: バイオ ホットリデュ 255-OC

〈ほうれん草の胡麻和え 約100g〉

K-ふく桃

竹の子の  
土佐煮に



バイオ ホットリデュ 255 B K-ふく桃

サイズ: 146×108×17

フ タ: バイオ ホットリデュ 255-OC

〈竹の子の土佐煮 約110g〉

K-黒

きんぴら  
ごぼうに



バイオ ホットリデュ 330 B K-黒

サイズ: 180×126×17

フ タ: バイオ ホットリデュ 330-OC

〈きんぴらごぼう 約130g〉

## 柄見本



K-黒

通年


通年で使用できる汎用柄



K-ふく黄

通年


黄色が  
きんぴらなど濃い色を  
引き立たせる柄



K-ふく桃

春

桃色が  
季節の食材を  
引き立たせる柄



K-さな青

通年

高彩度な青・白柄で  
食材が映えと売場を  
明るく演出



K-とう緑

通年

汎用的でありながら、  
新しい配色で新規性を演出

## 形状見本



| 品名                 | サイズ        | 材質     | 袋<br>入数 | ケース<br>入数 |         |         |         |         |         | 備考            |
|--------------------|------------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|                    |            |        |         |           | K-黒     | K-ふく桃   | K-ふく黄   | K-さな青   | K-とう緑   |               |
| バイオ ホットリデュ- 200 B  | 108×108×17 | バイオPPF | 50      | 2,000     | RHRD030 | RHRD031 | RHRD032 | RHRD033 | RHRD034 |               |
| バイオ ホットリデュ- 200-OC | 108×108×21 | バイオOPS | 50      | 2,000     |         |         |         |         |         | RHRD045 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 230 B  | 130×108×17 | バイオPPF | 50      | 1,600     | RHRD090 | RHRD091 | RHRD092 | RHRD093 | RHRD094 |               |
| バイオ ホットリデュ- 230-OC | 130×108×21 | バイオOPS | 50      | 1,600     |         |         |         |         |         | RHRD105 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 255 B  | 146×108×17 | バイオPPF | 50      | 1,600     | RHRD150 | RHRD151 | RHRD152 | RHRD153 | RHRD154 |               |
| バイオ ホットリデュ- 255-OC | 146×108×21 | バイオOPS | 50      | 1,600     |         |         |         |         |         | RHRD165 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 260 B  | 150×108×17 | バイオPPF | 50      | 1,600     | RHRD180 | RHRD181 | RHRD182 | RHRD183 | RHRD184 |               |
| バイオ ホットリデュ- 260-OC | 150×108×21 | バイオOPS | 50      | 1,600     |         |         |         |         |         | RHRD195 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 275 B  | 161×108×17 | バイオPPF | 50      | 1,200     | RHRD210 | RHRD211 | RHRD212 | RHRD213 | RHRD214 |               |
| バイオ ホットリデュ- 275-OC | 161×108×21 | バイオOPS | 50      | 1,200     |         |         |         |         |         | RHRD225 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 280 B  | 166×108×17 | バイオPPF | 50      | 1,200     | RHRD240 | RHRD241 | RHRD242 | RHRD243 | RHRD244 |               |
| バイオ ホットリデュ- 280-OC | 166×108×21 | バイオOPS | 50      | 1,200     |         |         |         |         |         | RHRD255 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 295 B  | 175×108×17 | バイオPPF | 50      | 1,200     | RHRD270 | RHRD271 | RHRD272 | RHRD273 | RHRD274 |               |
| バイオ ホットリデュ- 295-OC | 175×108×21 | バイオOPS | 50      | 1,200     |         |         |         |         |         | RHRD285 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 300 B  | 180×108×17 | バイオPPF | 50      | 1,200     | RHRD300 | RHRD301 | RHRD302 | RHRD303 | RHRD304 |               |
| バイオ ホットリデュ- 300-OC | 180×108×21 | バイオOPS | 50      | 1,200     |         |         |         |         |         | RHRD315 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 325 B  | 175×126×17 | バイオPPF | 50      | 900       | RHRD330 | RHRD331 | RHRD332 | RHRD333 | RHRD334 |               |
| バイオ ホットリデュ- 325-OC | 175×126×21 | バイオOPS | 50      | 900       |         |         |         |         |         | RHRD345 内外嵌合蓋 |
| バイオ ホットリデュ- 330 B  | 180×126×17 | バイオPPF | 50      | 900       | RHRD360 | RHRD361 | RHRD362 | RHRD363 | RHRD364 |               |
| バイオ ホットリデュ- 330-OC | 180×126×21 | バイオOPS | 50      | 900       |         |         |         |         |         | RHRD375 内外嵌合蓋 |